



Välj ett stetoskop som hjälper dig att åstadkomma ditt bästa.

3M™ Littmann® stetoskop erbjuder utmärkt akustisk prestanda och konsekvent hög ljudkvalitet. De allra flesta modeller av Littmann stetoskop har flytande membranteknologi, en 3M innovation som gör det möjligt för dig att höra ljud av olika frekvenser utan att vända på bröststycket.

Upptäck fördelarna med flytande membranteknologi.



LÄTT TRYCK:

Applicera bröststycket med lätt tryck för att höra ljud av låga frekvenser.



FAST TRYCK:

Applicera bröststycket med fast tryck för att höra ljud av höga frekvenser.

Lightweight		Classic				Cardiology			Elektroniskt	
<p>6</p> <p>Idealiskt för blodtryckstagnation och enklare undersökningar.</p> <p>Akustisk prestanda</p>		<p>7-8</p> <p>Klassiskt, pålitligt kliniskt verktyg för undersökning och övervakning av dina patienter, ett långt skift efter det andra.</p> <p>Akustisk prestanda</p>				<p>9-10</p> <p>Designat för att möta högt ställda krav. Ger oöverträffad akustisk känslighet vilket hjälper dig att ge en detaljerad diagnos.</p> <p>Akustisk prestanda</p>			<p>10+</p> <p>Auskultation med hög kvalitet. Hör mer av det som du behöver höra genom amplifiering av ljudet, reduktion av störande bakgrundsljud och valbar anslutningsmöjlighet.</p> <p>Akustisk prestanda</p>	
Lightweight II S.E.	Select	Classic II Pediatric och Infant	Classic II S.E.	Classic III™	Master Classic II™	Cardiology III™	Cardiology IV™	Master Cardiology™	Elektroniskt stetoskop modell 3100	Elektroniskt stetoskop modell 3200
<p>Dubbelsidigt bröststycke</p> <p>118 gram</p> <p>Flytande membran</p> <p>2 års garanti</p> <p>Bröststycke: 5,4cm</p>	<p>Enkelsidigt bröststycke</p> <p>120 gram</p> <p>Flytande membran</p> <p>2 års garanti</p> <p>Bröststycke: 4,4cm</p>	<p>Dubbelsidigt bröststycke</p> <p>105, 95 gram</p> <p>3 års garanti</p> <p>Bröststycke: Pediatric 3,3cm 2,5cm Infant 2,7cm 1,9cm</p>	<p>Dubbelsidigt bröststycke</p> <p>135 gram</p> <p>Flytande membran</p> <p>3 års garanti</p> <p>Bröststycke: 4,4cm</p>	<p>Dubbelsidigt bröststycke</p> <p>150 gram</p> <p>Allt-i-ett flytande membran på båda sidor av bröststycket</p> <p>Konverterbar öppen klocka</p> <p>5 års garanti</p> <p>Bröststycke: Vuxensida: 4,3cm Pediatrisk sida: 3,3cm</p>	<p>Enkelsidigt bröststycke</p> <p>160 gram</p> <p>Flytande membran</p> <p>3 års garanti</p> <p>Bröststycke: 4,4cm</p>	<p>Dubbelsidigt bröststycke</p> <p>180 gram</p> <p>Tillgänglig i 56 cm och 69cm</p> <p>Två flytande membran</p> <p>Slang med dubbla lumen</p> <p>5 års garanti</p> <p>Bröststycke: Vuxensida: 4,3cm Pediatrisk sida: 3,3cm</p>	<p>Dubbelsidigt bröststycke</p> <p>177 gram</p> <p>Tillgänglig i 56 cm och 69cm</p> <p>Allt-i-ett flytande membran på båda sidor av bröststycket</p> <p>Slang med dubbla lumen</p> <p>7 års garanti</p> <p>Bröststycke: Vuxensida: 4,3cm Pediatrisk sida: 3,3cm</p>	<p>Pediatrisk sida: 185 gram</p> <p>Tillgänglig i 56 cm och 69cm</p> <p>Flytande membran</p> <p>Slang med dubbla lumen</p> <p>7 års garanti</p> <p>Bröststycke: 5,1cm</p>	<p>185 gram</p> <p>2 års garanti</p> <p>Bröststycke: 5,1cm</p>	<p>Bluetooth® trådlös teknologi</p> <p>in- och uppspelning</p> <p>185 gram</p> <p>2 års garanti</p> <p>Bröststycke: 5,1cm</p>

3M™ Littmann® stetoskop beställningsinformation och guide över slangfärger



		Svart	Vinröd	Mörkblå	Mörkgrön	Plommon	Choklad	Grå	Tallbarrsgrön	Himmelsblå	Lila	Hallon	Karibienblå	Orange	Ljusgrön	Röd	Syren	Kungsblå	Havsblå	Aprikos	Pärlrosa	Korall	Mörk olivgrön	Sand	Lavendel	Turkos	Citron-Lime	Limegrön	Smaragdgrön	Rosenrosa	
Model 3200	69 cm	3200BK27	3200BU	3200NB				3200T																							
Model 3100	69 cm	3100BK27	3100BU	3100NB																											
Master Cardiology™	69 cm	2160 2161 ^a 2175 ^a 2176 ^a	2163	2164	2165 2183 ^a	2167						2178											2182 ^a								
Cardiology IV™	69 cm	6152	6153	6154	6155	6156					6158	6157																	6161		
Cardiology III™	69 cm	3131BE ¹ 3128BRS ² 3157SM ⁴ 3152RBW ⁶					3137 3137CPR ³	3136		3146						3140					3149		3166 ⁴		3158 ⁵	3159 ⁴	3161 ⁴				
Master Classic II™	69 cm	2144L 2141 ¹	2146	2147	2632				2634	2633	2143		2630											2636 ¹							
Classic III™	69 cm	5620 5803 ³ 5811 ⁴	5627	5622	5624	5831	5809 ³	5621		5630		5626 5806 ³	5623 5807 ³	5629							5633				5812 ⁴	5832	5835	5839	5829	5840	5639
Classic II S.E.	71 cm	2201	2211	2205								2210									2822	2817									
Classic II Pediatric	71 cm	2113		2123					2131			2122	2119 2153 ⁵	2155		2113R		2136		2154	2115										
Classic II Infant	71 cm	2114									2125 2157 ⁵	2124	2179		2144R		2156		2158	2120											
Select	71 cm	2290	2293						2305	2301	2294	2296	2291					2298	2306	2310	2292										
Lightweight II S.E.	71 cm	2450	2451							2454			2452		2455		2453				2456										

Utbildningsstetoskop, artikelnummer 2138 och 2139 samt veterinärstetoskop, artikelnummer 1392 finns också tillgängliga.

Färgerna är ungefärliga.



AJ Medical
Uddvägen 32A
181 30 Lidingö
Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

3M, Littmann och Littmann kvalitetssigill, L.et, Master Cardiology, Cardiology III, Cardiology IV, Master Classic II, Classic III samt utformningen av stetoskopens bröststycke är varumärken som tillhör 3M, och som används under licens i Canada. Vänligen återvinn.
© 3M 2016. All rights reserved. 70-2011-5462-5

Specialbehandlingar av bröststycke/öronbyglar finns endast i kombination med ett begränsat antal slangfärger.



1 Black Edition – svart bröststycke och öronbyglar.



2 Black Edition – svart bröststycke och öronbyglar.



3 Koppar – kopparbehandlat bröststycke och öronbyglar.



4 Smoke Edition – matt ytbehandling av bröststycke och öronbyglar.



5 Rainbow Edition – skimmerande ytbehandling av bröststycke och gyllene öronbyglar.



6 Rainbow Edition – skimmerande ytbehandling av bröststycke och öronbyglar med mässingsbehandling.